

# So registrieren Sie sich im Testlabor Eurofins:

**Unter folgendem Link können Sie eine Registrierung beim beauftragten Labor Eurofins vornehmen:**

- <https://covidtestbayern.sampletracker.eu>

ODER

Sie scannen diesen QR-Code mit Ihrer Handy-Kamera oder mit einer QR-Code-Scanner App:



Nach erfolgreicher Registrierung wird ein QR-Code generiert. Diesen erhalten Sie per E-Mail und zusätzlich an die eingetragene Mobilfunknummer. Den Code können Sie mit der Screenshot-Funktion als Bild auf Ihrem Smartphone speichern.

Bitte beachten Sie, dass der QR-Code nur für eine Testung gültig ist. Sollten weitere Tests gewünscht sein / benötigt werden, muss ein neuer QR-Code generiert werden.

Sollte Ihnen eine digitale Registrierung nicht möglich sein, haben Sie die Gelegenheit, das Formular als pdf-Datei händisch auszufüllen. (Anhang PDF-Formular)

Bitte bringen Sie das ausgefüllte Formular ans Testzentrum mit.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an das beauftragte Labor (eurofins genomics)

Tel. 0202/ 251 55 7 330

Mail: [covid\\_support@lifecodexx.com](mailto:covid_support@lifecodexx.com)